



UNIVERSITE SAAD DAHLAB DE BLIDA
Institut des Sciences Vétérinaires
Laboratoire de Microbiologie

Colorations spécifiques



Dr LOUNAS A.

Année universitaire
2013-2014

Colorations spécifiques

1

- Coloration de la capsule

2

- Coloration du flagelle

3

- Coloration de la spore

Capsule

- ✓ . **Structure facultative**
- ✓ . **Couche gélatino-muqueuse : chez certains bactéries (streptococcus pneumoniae, Bacillus anthracis, Haemophilus...)**
- ✓ . **Nature biochimique :**
 - ...polysaccharides :
 - ...polypeptides :
 - ...mixte :
- ✓ . **Fonctions :**
 - ... Protection
 - ... Energétique
 - ... Antigénique (antigène K)

Recherche de la capsule, pourquoi?

. Critère d'identification :

I... Bactéries capsulées virulentes : formes lisses

II... Bactéries non capsulées avirulentes : formes rugueuses

Etat frais à l'encre de chine

I

- Goutte de suspension bactérienne
- Goutte d'eau physiologique + une partie de colonie bactérienne

II






- Goutte d'encre de chine : contrastant

III

- Recouvrir d'une lamelle



IV

- Examiner à l'objectif $\times 40$




Observation microscopique

- ✓ **Capsule** : halo clair autour des corps bactériens
- ✓ Coloration négative




Coloration de la capsule de
Bacillus sp. par l'encre de chine
($\times 1000$)



Flagelles

- ✓. **Elément facultatif : mobilité des bactéries**
- ✓. **Composition : nature protéique**
- ✓. **Structure : trois parties**
 - Filament (flagelline) : rôle antigénique (antigène H)
 - crochet
 - corps basal
- ✓. **Types flagellaires :**
 - Pas de flagelle : immobilité
 - Flagelle : mobilité
- ✓. **Implantation variable :**
 - polaire :
 - péritriche
- ✓. **Coloration spécifique pour le visualiser sous MO**



Structure d'un flagelle

Coloration par la méthode de Rhodes

Principe : Epaississement des flagelles on utilisant

- **Un mordant :** facilite la coloration
- **Un colloïde :** épaissit les flagelles et les rend visibles.



Les flagelles sont fragiles et la préparation du frottis est délicate

Technique de coloration

« Méthode de Rhodes »

1. Préparation du frottis

2. Coloration du frottis :

- Mordant de Rhodes : 3 minutes
- Nitrate d'argent ammoniacale + chauffage jusqu'à ébullition : laisser agir 3 à 5 minutes

3. Observation microscopique :

- Objectif à immersion
- On apprécie :
 - ✓ Présence ou absence des flagelles
 - ✓ Types flagellaires



Observation microscopique

- Corps bactériens presque **noirs**
- Flagelles sont teintés en **brun** plus ou moins foncé



1




2

Absence de
flagelle(s)


Présence de
flagelle (s)




Ciliature monotriche (droit)
ex : *Vibrio* sp.



Ciliature lophotriche (droit+culbute)
ex : *plésiomonas* sp.




Ciliature amphitriche (zigzag)
ex : *Helicobacter* sp.



Ciliature péritriche (court trajets avec
changements fréquents de direction) ex : *E.Coli*.

Observation microscopique



Coloration de Rhodes & Fontana-Tribondeau




Coloration de Leifson d'une
souche de *Vibrio*

Coloration des spores

Endospores : Conditions de vie défavorables aux bactéries??? = **Sporulation**

Sporulation : Certaines bactéries Gram +.

- Bacillus
- Clostridium



Spore ?

- **Dormante**
- **Structure non reproductive**
- **Forme de résistance d'une bactérie aux :**
 - UV,
 - Dessiccation,
 - Haute température,
 - Froid, congélation,
 - Désinfectants

Mise en évidence des spores

1


- A l'état frais
- Spores très réfringentes

2

- Coloration de Gram
- Spore incolore à l'intérieur des bacilles

3

- Techniques de coloration spécifiques
- Ex : coloration de Moeller, coloration au Vert Malachite



Coloration de Gram = Coloration négative : cytoplasme violet + spore incolore

violet + spore incolore

Coloration de Gram = Coloration négative : cytoplasme

Coloration de Moeller


I. Préparation, séchage et fixation du frottis sur la lame

II. Coloration du frottis :

- Recouvrir de L'**acide chromique à 5%** : 5 à 10 Min
- Colorer par la **fuchsine phéniquée** concentré à chaud : 10 Min.
- Verser quelques gouttes de **chlorhydrate d'aniline (2%)** puis aussitôt de l'**éthanol** Mélanger en ne laissant agir que quelques secondes
- Recolorer au **bleu de méthylène** phéniqué : 1 Min

III. Observation au microscope optique :

- Objectif à immersion
- Spores apparaissent **roses** dans des corps bactériens **bleus**



Coloration de Moeller : souche de clostridium

Coloration au Vert Malachite


I. Préparation, séchage et fixation du frottis sur la lame

II. Coloration du frottis :

- Coloration par une solution aqueuse de **vert malachite** à 10% : 45 Min
- Recoloration avec la **safranine** à 0.5% : 30 sec

III. Observation au microscope optique :

- Objectif à immersion
- **Spores** sont colorées en **vert** et les cellules bactériennes en **rouge-rosé**



Coloration au Vert Malachite



Bacillus subtilis (ME)

On note

1

Forme de la spore



Spore sphérique



Spore cylindrique



Spore ovoïde

2

Position de la spore



Spore centrale



Spore subterminale



Spore terminale

3

Déformation éventuelle de la bactérie par la spore



Spore non déformante



Spore déformante